


KERN 315-242

KERN

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Pinça

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
---------------------------------------	---------

Desenho

Dimensões (L×P×A)	100×5×8 mm
Material	poliamida

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×20×10 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761481381
Número de mercadoria	82032000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas