

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 317-009-700

Estuche de POM para pesas individuales (Fracturagrama, 1 mg - 500 mg (einzel))

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



EJEMPLO DE APLICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Estuche para salas blancas fabricado en polioximetileno
- Ideal para su uso en la industria farmacéutica
- El estuche puede desinfectarse
- El material es resistente al calor
- Sin acolchado

PICTOGRAMAS

Estándar



SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día