

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 317-009-700

Custodia in POM per pesi individuali (Fracturegram, 1 mg - 500 mg (einzel))

ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE**



**CARATTERISTICHE**

- Custodia per camera bianca in poliossimetilene
- Particolarmente adatto all’uso nell’industria farmaceutica
- La custodia può essere disinfettata
- Materiale resistente al calore
- Non rivestito

**PITTOGRAMMI**

Di serie



**SERVIZI**

| Modello | Descrizione                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 920-350 | Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350 |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno