

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 317-009-700

Estojo de POM para pesos individuais (Fracturegram, 1 mg - 500 mg (einzel))

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



EXEMPLO DE APLICAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- Estojo para salas limpas em polioximetileno
- Particularmente adequada para utilização na indústria farmacêutica
- O estojo pode ser desinfetado
- Material resistente ao calor
- Não acolchoado

PICTOGRAMAS

De série



SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia