

# KERN 317-009-700

**KERN**

Étui en POM pour poids individuels (Fracturegram, 1 mg - 500 mg (einzeln))



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en POM
Famille de produits	317-700

### Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 mg (einzeln)
Forme de poids appropriée pour l'étui	Fracturegram

### Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	48×48×50 mm
Matériau	POM (Polyoxymethylene)
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	500 mg

### Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	48×48×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg