

# KERN 317-009-700

**KERN**

Estojo de POM para pesos individuais (Fracturegram, 1 mg - 500 mg (einzeln))



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de POM
Família de produto	317-700

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M1
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 500 mg (einzeln)
Desenho de peso adequado para a caixa	Fracturegram

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	48×48×50 mm
Material	POM (Polyoxymethylene)
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	500 mg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	48×48×50 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envio	0,3 kg