

Productbrochure

08.08.2026

KERN 317-01

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 1 g, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincet 315-243 (edelstaal 105 mm)
315-250	Pincet 315-250 (edelstaal 150 mm)
317-010-100	Houten gewichtsetui 317-010-100 (voor nominale waarden 1 g voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-010-600	Aluminium gewichtsetui 317-010-600 (voor nominale waarden 1 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-020-400	Plastic gewichtsetui 317-020-400 (voor nominale waarden 1 g - 2 g voor klassen E1, E2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-331	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-331
962-331	DAkS Kalibratiecertificaat 962-331
962-331R	DAkS-rekalibratie 962-331R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen