

KERN 317-01

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-331

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 6×6×6 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 0,05 kg
Bruttogewicht ca. 0,05 kg
Versandgewicht 0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 317-020-400
Etui - Aluminium Artikelnummer 317-010-600
Etui - Holz Artikelnummer 317-010-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Einzelgewicht
Produktgruppe OIML E2
Produktfamilie 317

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich ✓
Prüfgewicht - Volumen (cm³) 0,125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm³) 0,0016
Prüfgewicht - Dichte (kg/m³) 7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m³) 140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) 5300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) 16000
Prüfgewicht - Nennwert 1 g
OIML-konform ✓
Gewicht OIML-Klasse E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) 0,03 mg

Bauform

Bauform Gewicht Knopf
Abmessungen (Ø×H) 6×6 mm
Material Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) 952-331
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-331