

# KERN 317-02

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-332

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d  
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 6×6×10 mm  
Versandart Paketdienst  
Nettogewicht ca. 0,05 kg  
Bruttogewicht ca. 0,05 kg  
Versandgewicht 0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 317-020-400  
Etui - Aluminium Artikelnummer 317-020-600  
Etui - Holz Artikelnummer 317-020-100

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke KERN  
Produktkategorie Einzelgewicht  
Produktgruppe OIML E2  
Produktfamilie 317

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich ✓  
Prüfgewicht - Volumen (cm<sup>3</sup>) 0,25  
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm<sup>3</sup>) 0,0031  
Prüfgewicht - Dichte (kg/m<sup>3</sup>) 7950  
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m<sup>3</sup>) 140  
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) 6000  
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) 12000  
Prüfgewicht - Nennwert 2 g  
OIML-konform ✓  
Gewicht OIML-Klasse E2  
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) 0,04 mg

## Bauform

Bauform Gewicht Knopf  
Abmessungen (Ø×H) 6×10 mm  
Material Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) 952-332  
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-332