

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 317-020-700

Custodia in POM per pesi individuali (Bottone/compact, 2 g)

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



ESEMPIO DI APPLICAZIONE



CARATTERISTICHE

- Custodia per camera bianca in poliossimetilene
- Particolarmente adatto all’uso nell’industria farmaceutica
- La custodia può essere disinfettata
- Materiale resistente al calore
- Non rivestito

PITTOGRAMMI

Di serie



SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno