

KERN 317-03

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 5 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-333

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 8×8×15 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 0,05 kg
Bruttogewicht ca. 0,05 kg
Versandgewicht 0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 317-030-400
Etui - Aluminium Artikelnummer 317-030-600
Etui - Holz Artikelnummer 317-030-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Einzelgewicht
Produktgruppe OIML E2
Produktfamilie 317

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich ✓
Prüfgewicht - Volumen (cm³) 0,625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm³) 0,0078
Prüfgewicht - Dichte (kg/m³) 7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m³) 140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) 6900
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) 9600
Prüfgewicht - Nennwert 5 g
OIML-konform ✓
Gewicht OIML-Klasse E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) 0,05 mg

Bauform

Bauform Gewicht Knopf
Abmessungen (Ø×H) 8×15 mm
Material Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) 952-333
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-333