

KERN 317-030-700

KERN

Estojo de POM para pesos individuais (Botão/compacto, 5 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de POM
Família de produto	317-700

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M1
Estojo adequado para valores de peso nominal	5 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	48×48×50 mm
Material	POM (Polyoxymethylene)
Estojo - Peso mais pequeno possível	5 g
Estojo - Maior peso possível	5 g

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	48×48×50 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,18 kg