

KERN 317-04

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-334

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 10×10×18 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 0,05 kg
Bruttogewicht ca. 0,05 kg
Versandgewicht 0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 317-040-400
Etui - Aluminium Artikelnummer 317-040-600
Etui - Holz Artikelnummer 317-040-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Einzelgewicht
Produktgruppe OIML E2
Produktfamilie 317

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich ✓
Prüfgewicht - Volumen (cm³) 1,25
Prüfgewicht - Volumen
Unsicherheit (cm³) 0,0156
Prüfgewicht - Dichte (kg/m³) 7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit
(kg/m³) 140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) 7270
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) 8890
Prüfgewicht - Nennwert 10 g
OIML-konform ✓
Gewicht OIML-Klasse E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) 0,06 mg

Bauform

Bauform Gewicht Knopf
Abmessungen (Ø×H) 10×18 mm
Material Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für
Konformitätsbewertung (Eichung) 952-334
Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung 962-334