

KERN 317-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 10 g, Knop, roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor DAkKS-
kalibratie 962-334

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-334

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H) 10×10×18 mm
Verzendmethode Pakketdienst
Nettogewicht ca. 0,05 kg
Brutogewicht ca. 0,05 kg
Verzendgewicht 0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 317-040-400
Etui - aluminium Artikelnummer 317-040-600
Etui - Hout Artikelnummer 317-040-100

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk KERN
Productcategorie Individueel gewicht
Productgroep OIML E2
Productfamilie 317

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk ✓
Testgewicht - volume (cm³) 1,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm³) 0,0156
Testgewicht - dichtheid (kg/m³) 7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m³) 140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) 7270
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML) 8890
Testgewicht - nominale waarde 10 g
OIML-conform ✓
Testgewicht OIML klasse E2
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) 0,06 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht Knop
Afmetingen (Ø×H) 10×18 mm
Materiaal roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor
conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-334