

KERN 317-05

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 20 g, Knop, roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-335

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-335

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H) 13×13×22 mm
Verzendmethode Pakketdienst
Nettogewicht ca. 0,05 kg
Brutogewicht ca. 0,05 kg
Verzendgewicht 0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 317-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer 317-050-600
Etui - Hout Artikelnummer 317-050-100

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk KERN
Productcategorie Individueel gewicht
Productgroep OIML E2
Productfamilie 317

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk ✓
Testgewicht - volume (cm³) 2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm³) 0,0313
Testgewicht - dichtheid (kg/m³) 7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m³) 140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) 7500
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML) 8570
Testgewicht - nominale waarde 20 g
OIML-conform ✓
Testgewicht OIML klasse E2
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) 0,08 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht Knop
Afmetingen (Ø×H) 13×22 mm
Materiaal roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-335