

# KERN 317-050-700

POM-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 20 g)

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	POM-Etui
Produktfamilie	317-700

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M1
Etui passend für Gewichtsnennwerte	20 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	48×48×50 mm
Material	POM (Polyoxymethylene)
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	20 g
Etui - Größtes mögliches Gewicht	20 g

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	48×48×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,18 kg