

KERN 317-060-700

KERN

Estuche de POM para pesas individuales (Botón/compacto, 50 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de POM
Familia de productos	317-700

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M1
Caso adecuado para valores de peso nominal	50 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	48×48×50 mm
Material	POM (Polyoxymethylene)
Caso - el peso más pequeño posible	50 g
Caso - El mayor peso posible	50 g

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	48×48×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,18 kg