

# KERN 317-07

**KERN**

Peso individual, Classe OIML E2, 100 g, Botão, aço inox polido



Número do artigo para calibração DAKKS 962-337

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-337

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	22×22×38 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-070-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-070-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-070-100

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	317

## Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	12,5
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7810
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8210
Peso de teste - valor nominal	100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,16 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	22×38 mm
Material	aço inox polido

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-337
---	---------