

KERN 317-08

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-338

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 28×28×47 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 0,20 kg
Bruttogewicht ca. 0,20 kg
Versandgewicht 0,2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 317-080-400
Etui - Aluminium Artikelnummer 317-080-600
Etui - Holz Artikelnummer 317-080-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Einzelgewicht
Produktgruppe OIML E2
Produktfamilie 317

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich ✓
Prüfgewicht - Volumen (cm³) 25
Prüfgewicht - Volumen
Unsicherheit (cm³) 0,3125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m³) 7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit
(kg/m³) 140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) 7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) 8210
Prüfgewicht - Nennwert 200 g
OIML-konform ✓
Gewicht OIML-Klasse E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) 0,3 mg

Bauform

Bauform Gewicht Knopf
Abmessungen (Ø×H) 28×47 mm
Material Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für
Konformitätsbewertung (Eichung) 952-338
Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung 962-338