

KERN 317-08

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 200 g, Botão, aço inox polido



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-338

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	28×28×47 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-080-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-080-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-080-100

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761312562
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	317

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	25
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,3125
Peso de teste OIML classe	E2
Peso de teste - valor nominal	200 g
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,3 mg
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7810
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8210

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	28×47 mm
Material	aço inox polido
Tipo de ajuste	Polimento

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-338
--	---------