

# KERN 317-080-700

**KERN**

Estuche de POM para pesas individuales (Botón/compacto, 200 g)



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de POM
Familia de productos	317-700

### Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M1
Caso adecuado para valores de peso nominal	200 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

### Diseño

Dimensiones (A×P×A)	48×48×61 mm
Material	POM (Polyoxymethylene)
Caso - el peso más pequeño posible	200 g
Caso - El mayor peso posible	200 g

### Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	48×48×61 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,18 kg