

Brochure produit

08.08.2026

KERN 317-110-700

Étui en POM pour poids individuels (Bouton/compact, 1 kg)

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Étui en polyoxyméthylène pour salle blanche
- Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie pharmaceutique
- L'étui peut être désinfecté
- Matériau résistant à la chaleur
- Non rembourré

PICTOGRAMMES

De série



SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour