


# KERN 318-01

Poids milligrammes, E2, 1 mg, Plaquette, inox poli

# KERN



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-351

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	3,5×3,5×3 mm
Poids net	0,01 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-009-400
Étui - Référence aluminium	317-009-600
Étui - bois Numéro d'article	338-090-200

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	318

## Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0004
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Poids de contrôle - Densité (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m <sup>3</sup> )	170
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E2
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,006 mg

## Forme de construction

Forme poids	Plaquette
Dimensions poids (L×P×H)	3,5×3,5×3 mm
Matériau	inox poli

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-351
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-351