

# KERN 318-02

Milligrammgewicht, E2, 2 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0007
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	170
Prüfgewicht - Nennwert	2 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,006 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	4×4×2 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-352
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-352
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-352

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	4×4×2 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

## Piktogramme

### STANDARD

