

# KERN 318-02

**KERN**

Peso di milligrammi, E2, 2 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0007
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Peso di calibrazione - valore nominale	2 mg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,006 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m <sup>3</sup> )	7960
OIML-conforme	✓

## Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni peso (L×P×A)	4×4×2 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Tipo di regolazione	Limare

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-352
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-352

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	4×4×2 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-009-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-009-600
Caso - Legno Numero di articolo	338-090-200

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761240414
Numero merceologico	84239090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

