


# KERN 318-03

Milligrammgewicht, E2, 5 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×3 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0019
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	170
Prüfgewicht - Nennwert	5 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,006 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	6×6×3 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-353
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-353
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-353