

Productbrochure

08.08.2026

KERN 318-04

Milligramgewicht, E2, 10 mg, =ATTRVAL("weightShape")), edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincet 315-243 (edelstaal 105 mm)
315-247	Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof 136 mm)
317-009-600	Aluminium gewichtsetui 317-009-600 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Breukprogramma)
318-270	Borstels 318-270
338-090-200	Houten gewichtsetui 338-090-200 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-009-400	Plastic gewichtsetui 347-009-400 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
921-354	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-354
962-354	DAkS Kalibratiecertificaat 962-354
962-354R	DAkS-rekalibratie 962-354R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen