

KERN 318-05

KERN

Milligrammgewicht, E2, 20 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	5,5×5,5×2 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0023
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0001
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7960
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	170
Prüfgewicht - Nennwert	20 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,01 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	5,5×5,5×2 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-355
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-355
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-355