

KERN 318-05

KERN

Pesos de miligramas, E2, 20 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML)



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	5,5×5,5×2 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira Número do artigo	338-090-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0023
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0001
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7960
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	170
Peso de teste - valor nominal	20 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,01 mg

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	5,5×5,5×2 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-355
Número do artigo para calibração DAkkS	962-355
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-355