

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 318-08

Poids milligrammes, E2, 200 mg, Plaquette, inox poli

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincettes 315-242 (polyamide   100 mm)                                                                                                                         |
| 315-243     | Pincettes 315-243 (inox   105 mm)                                                                                                                              |
| 315-247     | Pincettes 315-247 (inox, plastique   136 mm)                                                                                                                   |
| 317-009-600 | Étui de poid en aluminium 317-009-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln)   pour les classes E1 - M3   pour la forme de poids Fracturegram)    |
| 318-270     | Pinceaux 318-270                                                                                                                                               |
| 338-090-200 | Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln)   pour les classes E1 - M2   pour la forme de poids Bouton/compact)      |
| 347-009-400 | Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln)   pour les classes E1 - M2   pour la forme de poids Bouton/compact) |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350     |
| 921-358  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-358 |
| 962-358  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-358                                |
| 962-358R | Réétalonnage DAkkS 962-358R                                          |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables