

# KERN 318-08

**KERN**

Pesos de miligramas, E2, 200 mg, Plateleta, aço inox polido



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0233
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,0005
Peso de teste OIML classe	E2
Peso de teste - valor nominal	200 mg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,02 mg
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7960
OIML-conforme	✓

## Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	9×9×4 mm
Material	aço inox polido
Tipo de ajuste	Lixar

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-358
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-358

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	9×9×4 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira Número do artigo	338-090-200

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761240476
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

