


# KERN 318-09

# KERN

Pesas de miligramos, E2, 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Número de artículo para calibración DAkkS 962-359

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-359

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	12×12×4 mm
Peso neto	0,0005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo 347-009-400

Caso - Aluminio Número de artículo 317-009-600

Maletín - Número de artículo de madera 338-090-200

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0581
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0011
Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de control - valor nominal	500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E2
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,025 mg

## Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	12×12×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-359
---	---------