

Brochure produit

08.08.2026

KERN 318-22

Jeu de poids milligrammes, E2, 1 mg - 500 mg, Plaquette, inox poli, dans un étui en plastique

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincettes 315-243 (inox 105 mm)
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)
317-009-600	Étui de poid en aluminium 317-009-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Fracturegram)
318-01	Poids spécifique 318-01 (Classe OIML E2, Valeur nominale 1 mg, Plaquette, inox poli)
318-02	Poids spécifique 318-02 (Classe OIML E2, Valeur nominale 2 mg, Plaquette, inox poli)
318-03	Poids spécifique 318-03 (Classe OIML E2, Valeur nominale 5 mg, Plaquette, inox poli)
318-04	Poids spécifique 318-04 (Classe OIML E2, Valeur nominale 10 mg, Plaquette, inox poli)
318-05	Poids spécifique 318-05 (Classe OIML E2, Valeur nominale 20 mg, Plaquette, inox poli)
318-06	Poids spécifique 318-06 (Classe OIML E2, Valeur nominale 50 mg, Plaquette, inox poli)
318-07	Poids spécifique 318-07 (Classe OIML E2, Valeur nominale 100 mg, Plaquette, inox poli)
318-08	Poids spécifique 318-08 (Classe OIML E2, Valeur nominale 200 mg, Plaquette, inox poli)
318-09	Poids spécifique 318-09 (Classe OIML E2, Valeur nominale 500 mg, Plaquette, inox poli)
318-270	Pinceaux 318-270
328-222-420	Étui de poid 328-222-420 (pour les valeurs nominales 1 mg - 5 g pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
338-090-200	Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

Modèle	Description
347-009-400	Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-701	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-701,
962-350	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-350
962-350R	Réétalonnage DAkkS 962-350R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables