

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 318-22

Kit di pesi di milligrammi, E2, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
315-243	Pinzette 315-243 (acciaio inossidabile 105 mm)
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)
317-009-600	Astuccio per peso in alluminio 317-009-600 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M3 per formato Fracturegram)
318-01	Peso di prova 318-01 (classe OIML E2, valore nominale 1 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-02	Peso di prova 318-02 (classe OIML E2, valore nominale 2 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-03	Peso di prova 318-03 (classe OIML E2, valore nominale 5 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-04	Peso di prova 318-04 (classe OIML E2, valore nominale 10 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-05	Peso di prova 318-05 (classe OIML E2, valore nominale 20 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-06	Peso di prova 318-06 (classe OIML E2, valore nominale 50 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-07	Peso di prova 318-07 (classe OIML E2, valore nominale 100 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-08	Peso di prova 318-08 (classe OIML E2, valore nominale 200 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-09	Peso di prova 318-09 (classe OIML E2, valore nominale 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
318-270	Pennelli 318-270
328-222-420	Astuccio per peso 328-222-420 (per valori nominali 1 mg - 5 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)
338-090-200	Astuccio per peso in legno 338-090-200 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

Modello	Descrizione
347-009-400	Astuccio per peso in plastica 347-009-400 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-701	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-701
962-350	Certificato di calibrazione DAkkS 962-350
962-350R	Ricalibrazione DAkkS 962-350R

ITALIANO

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi