

KERN 318-271

Soffietto per la pulizia dei pesi

KERN



Data di creazione: 23.06.2026

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Soffietto
Famiglia di prodotti	318

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×100×100 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,2 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761482180
Numero merceologico	84239090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

