

Productbrochure

08.08.2026

KERN 318-33

Milligramgewicht, E2, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")), edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincet 315-243 (edelstaal 105 mm)
315-247	Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof 136 mm)
317-009-600	Aluminium gewichtsetui 317-009-600 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Breukprogramma)
318-270	Borstels 318-270
338-090-200	Houten gewichtsetui 338-090-200 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-009-400	Plastic gewichtsetui 347-009-400 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
962-353	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-353
962-353R	DAkKS-rekalibratie 962-353R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen