

KERN 318-42

KERN

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Draht, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	136×53×22 mm
Bauform Gewicht	Draht
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	12
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×53×22 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	328-222-420
---------------------------------	-------------