

# KERN 318-42

**KERN**

Juego de pesas de miligramos, E2, 1 mg - 500 mg, Cableado, Acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico



## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E2

### Diseño

Dimensiones (A×P×A)	136×53×22 mm
Forma constructiva pesa	Cableado
Material	Acero inoxidable pulido
Número de pesos	12
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico

### Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	136×53×22 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg

### Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	328-222-420
------------------------------------	-------------