

# KERN 318-42

**KERN**

Kit di pesi di milligrammi, E2, 1 mg - 500 mg, Filo, Acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di plastica



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Dimensioni (L×P×A)	136×53×22 mm
Struttura peso	Filo
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
Numero di pesi	12
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	136×53×22 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	328-222-420
------------------------------------	-------------