

KERN 318-42

KERN

Jeu de poids milligrammes, E2, 1 mg - 500 mg, Fil de presse, inox poli, dans un étui en plastique



Étuis optionnels

Étui - plastique Référence 328-222-420

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 404576 1495029

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	318

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 mg
Poids de contrôle OIML classe	E2
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	136×53×22 mm
Forme poids	Fil de presse
Matériau	inox poli
Nombre de poids	12
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Type d'ajustage	Limer

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-350
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	136×53×22 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg