

Peso singolo, classe OIML F1, 20 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Data di creazione: 23.09.2026

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0313
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2,5
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,25 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7960
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	100

Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (Ø×A)	13×22 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Tipo di regolazione	Lucidatura

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-435
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	20×20×30 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

Periodo di garanzia	24 mon
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

