

Peso singolo, classe OIML F1, 200 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Data di creazione: 15.08.2026

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	200 g
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,3125
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	25
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7960
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	100

Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (Ø×A)	28×48,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-438
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	28×28×47 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-080-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-080-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-080-100

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761247291
Numero merceologico	84239090
Periodo di garanzia	24 mon
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

