

Peso individual, Classe OIML F1, 10 g, Botão, aço inox polido



Data de criação: 15.08.2026

## Categoria

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Marca                | KERN            |
| Categoria de produto | Peso individual |
| Grupo de produto     | OIML F1         |
| Família de produto   | 327             |

## Sistema de medição

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Peso de teste - valor nominal                               | 10 g   |
| Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )         | 0,0156 |
| Peso de teste OIML classe                                   | F1     |
| Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )                   | 1,25   |
| Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)            | 0,2 mg |
| OIML-conforme                                               | ✓      |
| Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )              | 7960   |
| Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> ) | 100    |

## Desenho

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Forma de construção peso | Botão           |
| Dimensões (Ø×A)          | 10×19 mm        |
| Material                 | aço inox polido |
| Tipo de ajuste           | Polimento       |

## Serviços

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-434 |
|----------------------------------------|---------|

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento         | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 10×10×19 mm           |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 0,05 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 0,05 kg               |
| Peso de envio                  | 0,1 kg                |
| Peso volumétrico da entrega    | 0,1 kg                |

## Casos opcionais

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Estojo - plástico Número do artigo | 347-050-400 |
| Estojo - alumínio Número do artigo | 317-040-600 |
| Estojo - madeira Número do artigo  | 317-040-100 |

## Informações sobre o produto

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| GTIN/Número EAN      | 4045761247109             |
| Número de mercadoria | 84239090                  |
| Período de garantia  | 24 mon                    |
| Classificação REACH  | sem substâncias proibidas |

## Pictogramas

## STANDARD



## OPTION

