

Pesas individuales, Clase OIML F1, 20 g, Botón, acero inoxidable pulido



Fecha de creación: 15.08.2026

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	20 g
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0313
Peso de control OIML clase	F1
Peso de control - volumen (cm ³)	2,5
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,25 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7960
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	100

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	13×23,5 mm
Material	acero inoxidable pulido
Tipo de ajuste	Pulido

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-435
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	13×13×23 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg
Peso volumétrico del envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-050-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-050-600
Maletín - Número de artículo de madera	317-050-100

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761247116
Número de mercancía	84239090
Plazo de garantía	24 mon
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

