

Poids individuel, Classe OIML F1, 20 g, Bouton, inox poli



Date de création : 15.08.2026

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	327

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	20 g
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0313
Poids de contrôle OIML classe	F1
Poids de contrôle - volume (cm ³)	2,5
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,25 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7960
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	100

Forme de construction

Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	13×23,5 mm
Matériau	inox poli
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-435
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	13×13×23 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-050-400
Étui - Référence aluminium	317-050-600
Étui - bois Numéro d'article	317-050-100

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761247116
Numéro de marchandise	84239090
Durée de garantie	24 mon
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

