

Peso individual, Classe OIML F1, 20 g, Botão, aço inox polido



Data de criação: 15.08.2026

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 g
Peso de teste - volume incerteza (cm³)	0,0313
Peso de teste OIML classe	F1
Peso de teste - volume (cm³)	2,5
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,25 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade (kg/m³)	7960
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m³)	100

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	13×23,5 mm
Material	aço inox polido
Tipo de ajuste	Polimento

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-435
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×23 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg
Peso volumétrico da entrega	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-050-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-050-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-050-100

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761247116
Número de mercadoria	84239090
Período de garantia	24 mon
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

