


Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 328-01

Peso di milligrammi, F1, 1 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
315-243	Pinzette 315-243 (acciaio inossidabile 105 mm)
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)
317-009-600	Astuccio per peso in alluminio 317-009-600 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M3 per formato Fracturegram)
318-270	Pennelli 318-270
338-090-200	Astuccio per peso in legno 338-090-200 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)
347-009-400	Astuccio per peso in plastica 347-009-400 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
921-451	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-451
962-451	Certificato di calibrazione DAkkS 962-451
962-451R	Ricalibrazione DAkkS 962-451R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi