

# KERN 328-01

# KERN

Pesas de miligramos, F1, 1 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Número de artículo para calibración DAkkS 962-451

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-451

## Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d  
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 3,5×3,5×3 mm  
Peso neto 0,01 kg  
Método de envío Servicio de paquetes  
Peso neto aprox. 0,05 kg  
Peso bruto aprox. 0,05 kg  
Peso de envío 0,1 kg

## Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo 347-009-400

Caso - Aluminio Número de artículo 317-009-600

Maletín - Número de artículo de madera 338-090-200

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca KERN  
Categoría de producto Peso individual  
Grupo de producto OIML F1  
Familia de productos 328

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad ✓  
Peso de control - volumen (cm<sup>3</sup>) 0,0004  
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm<sup>3</sup>) 0,0001  
Peso de control - Densidad (kg/m<sup>3</sup>) 7960  
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m<sup>3</sup>) 170  
Peso de control - valor nominal 1 mg  
OIML-conforme ✓  
Peso de control OIML clase F1  
Tolerancia admisible según la OIML (+/-) 0,02 mg

## Diseño

Forma constructiva pesa Plaqueta  
Dimensiones peso (A×P×A) 3,5×3,5×3 mm  
Material acero inoxidable pulido (OIML)

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-451