


Productbrochure

08.08.2026

KERN 328-03

Milligramgewicht, F1, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")), edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincet 315-243 (edelstaal 105 mm)
315-247	Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof 136 mm)
317-009-600	Aluminium gewichtsetui 317-009-600 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Breukprogramma)
318-270	Borstels 318-270
338-090-200	Houten gewichtsetui 338-090-200 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-009-400	Plastic gewichtsetui 347-009-400 (voor nominale waarden 1 mg - 500 mg (einzels) voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-453	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-453
962-453	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-453
962-453R	DAkkS-rekalibratie 962-453R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen