


# KERN 328-03

**KERN**

Milligramgewicht, F1, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Levertijden                   | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 6×6×3 mm     |
| Nettogewicht                  | 0,01 kg      |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Verzendgewicht                | 0,1 kg       |

## Optionele etuis

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Etui - Plastic Artikelnummer   | 347-009-400 |
| Etui - aluminium Artikelnummer | 317-009-600 |
| Etui - Hout Artikelnummer      | 338-090-200 |

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Merk             | KERN                |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep     | OIML F1             |
| Productfamilie   | 328                 |

## Meetsysteem

|  |         |
|--|---------|
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk                        | ✓       |
| Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )                  | 0,0019  |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )      | 0,0001  |
| Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )             | 7960    |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> ) | 170     |
| Testgewicht - nominale waarde                            | 5 mg    |
| OIML-conform   | ✓       |
| Testgewicht OIML klasse                                  | F1      |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)                | 0,02 mg |

## Ontwerp

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Bouwworm gewicht           | Plaatje                          |
| Afmetingen gewicht (B×D×H) | 6×6×3 mm                         |
| Materiaal                  | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-453 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie                  | 962-453 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking      | 921-453 |